



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AGITATORE VORTEX CLASSIC
Cod. AGVMIXBC



Classic è la soluzione ideale per diverse esigenze di miscelazione e combina le più elevate prestazioni in termini di velocità ad una notevole affidabilità e sicurezza.

Le due modalità operative, la possibilità di modificare la velocità e la vasta gamma di accessori rendono lo strumento la soluzione ideale per una grande varietà di esigenze.

Modalità Touch - l'avvio dell'agitazione si ha mediante una leggera pressione della provetta sulla coppetta.

Modalità in continuo - modalità di funzionamento in continuo che, abbinata con l'utilizzo di un'elevata gamma di accessori (opzionali), rendono lo strumento adatto alle esigenze più diversificate.

Un selettore dedicato assicura la massima stabilità dello strumento per la modalità operativa selezionata.

Le sue prestazioni avanzate posizionano lo strumento nella fascia alta del mercato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: tecnopolimero e zama

Sistema di appoggio: 3 piedini anti-scivolamento

Impostazione velocità: analogico

Controllo velocità: elettronico

Modalità di funzionamento: Touch / Continuous

Tipo di movimento: orbitale

Diametro orbitale: 4,5 mm



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

Grado di protezione CEI EN 60529: IP 42

Potenza: 15 W

Peso: 2.2 Kg

Dimensioni (LxHxP): 180x70x220 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri: 0 - 3000 rpm

Accessori per CLASSIC

N. 1 Piattaforma per 19 vials Eppendorf 1,5ml

N. 1 Piattaforma per n° 4 provette Ø 29 mm

N. 1 Piattaforma per n° 5 provette Ø 16mm

N. 1 Piattaforma per microtiter

N. 1 Piattaforma universale Ø 50 mm

N. 1 Piattaforma universale Ø 94 mm