

N. 1 AGITATORE A VIBRAZIONE PER PROVETTE RX3 - VORTEX
 Cod.AGPRORX3



L'agitatore Vortex RX3 è una soluzione di base, moderna in grado di operare a velocità fissa in modalità touch. La struttura in tecnopolimero garantisce un'ottima resistenza chimica ed una migliore maneggevolezza.

Il design ergonomico altamente innovativo e la base in zama garantiscono una notevole stabilità sul banco da laboratorio, e risulta essere utilizzabile su molte superfici.

RX3, la soluzione a lunga durata per una semplice agitazione.

Regolazione elettronica della velocità: costante, 3000 rpm

Modalità di funzionamento: touch

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura: tecnopolimero e zama

Sistema di appoggio: 4 piedini anti-scivolamento

Diametro orbitale: 4.5 mm

Impostazione velocità: analogico

Controllo velocità: elettronico

Velocità: costante, 3000 rpm

Modalità di funzionamento: touch

Grado di protezione CEI EN 60529: IP 42

Potenza: 15 W

Peso: 2,7 Kg

Dimensioni (LxHxP): 150x130x165 mm