



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AGITATORE CON RISCALDAMENTO ARE 1200rpm; >370°C Cod. AGRISARE

Struttura:	lega di alluminio con verniciatura epossidica
Piastra riscaldante:	lega di alluminio con speciale protezione
Diametro della piastra riscaldante:	155 mm
Grado di protezione CEI EN 60529:	IP 42
Potenza:	630 W
Peso:	2.6 Kg
Dimensioni (LxHxP):	165x115x280 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri:	fino a 1200 rpm
Regolazione della temperatura:	da temperatura ambiente a 370°C
Capacità di agitazione (H ₂ O):	fino a 15 litri
Sistema di agitazione:	magnete trascinate di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo

