



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it

www.chimicaravenna.it



FORNITURE E PROGETTAZIONE LABORATORI CHIMICI E SCIENTIFICI - REAGENTI - MICROSCOPIA STRUMENTAZIONE - CERTIFICAZIONI



Sistema di gestione della qualità

ISO 9001  
ACSQ  
Certification Body

Certificato nr. 20QMAC003

Sistema di gestione dell'ambiente

ISO 14001  
ACSQ  
Certification Body

Certificato nr. IC-EM-2003100 emesso da Intercert

## N. 1 AGITATORE CON RISCALDAMENTO F600 - digitale Cod.AGRISCF600

L'agitatore F600 ha una struttura esterna in alluminio verniciata con polvere anti-acida epossidica per garantire robustezza per l'utilizzatore, qualora dovesse lavorare con sostanze aggressive.

L'F600 può lavorare anche senza l'agitazione fungendo da piastra riscaldante in quanto avendo la ventilazione interna, si evita il surriscaldamento.



### Dati Tecnici

Piatto d'appoggio	mm	160x160
Capacità max d'agitazione con H <sub>2</sub> O	lt	20
Velocità variabile	rpm	150-1500
Foro per aste	M8	si
Connettore per termometro		no
Temperatura sulla piastra da	°C	+5 amb a +400
Precisione sulla piastra	°C	±3
Precisione con sonda inserita	°C	-
Potenza motore	W	12
Potenza resistenza riscaldante	W	750
Dimensioni L×P×H	mm	310x200x120
Peso	Kg	4
Ancoretta magnetica consigliata Ø	mm	6x30