



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AGITATORE MICROSTIRRER Mag. stir. 100-240V/50-60Hz  
Cod. AGMS

Struttura: metallica con verniciatura epossidica  
Potenza: 0.6 W  
Peso: 0.55 Kg  
Dimensioni (LxHxP): 120x48x128 mm

## PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri: fino a 1100 rpm  
Capacità di agitazione (H<sub>2</sub>O): fino a 5 litri  
Controllo della velocità: Ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri

