



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AGITATORE senza riscaldamento PER VOLUMI ELEVATI - ATE
Cod. AGATE



Agitatore magnetico ad alta potenza.

Adatto per agitazioni di volumi medio-alti, in grado di mantenere costante il numero di giri impostati anche in presenza di cambiamenti della densità dei liquidi sottoposti ad agitazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Struttura: metallica con verniciatura epossidica

Potenza: 15 W

Alimentazione: 115 V o 230 V / 50-60 Hz

Peso: 3,7 Kg

Dimensioni(LxHxP): 250x120x285 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri: fino a 1100 rpm

Capacità di agitazione (H₂O): fino a 25 litri

Sistema di agitazione: magnete trascinatori di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo