



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AGITATORE senza riscaldamento F30 Ø piastra 110 mm
Interamente in lamiera di acciaio.
Cod. AGF30

Agitatori elettromagnetici senza riscaldamento sono particolarmente indicati per lavori continuativi. Struttura costruita interamente con lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida in lega di alluminio pressofuso verniciato, fa di questi agitatori uno strumento di ottima robustezza.

I motori di diversa potenza tra loro ed un elevato campo magnetico consentono di agitare da piccoli a grossi volumi. Gli agitatori comprendono un interruttore ON / OFF con luce verde, un variatore di velocità in Rpm e con relativa spia arancione la quale indica che gli strumenti stanno operando.

Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Capacità max agitazione	lt 20
Classe di protezione	IP 42
Classe di sicurezza	0
Dimensioni	mm 190x250x90
Foro per aste	Si
Peso	Kg 2.0
Piano appoggio acciaio inox	mm 140
Potenza motore	W 20
Velocità variabile	Rpm 100-2500

