



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399

Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

**ARMADIO DI SICUREZZA FIRE 60 EASY TIPE 90
PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI
Cod. AFIR60ET90**

Costruito completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 – 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibroceramica) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.



**CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATO SECONDO EN 14470
CERTIFICATO BVQI n° 143/001**



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- SISTEMA DI BLOCCO PORTA E CHIUSURA DELLA PORTA AUTOMATICA SX $T^{\circ}\text{C} > 50^{\circ}\text{C}$
- Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura.
- Piedini regolabili.
- Valvole di chiusura automatiche (70°C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- 3 ripiani a vassoio in acciaio INOX, regolabili in altezza con pioli INOX. Dimensioni (LxPxA) mm 493x420x39
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Dimensioni (LxPxA) mm 595x600x2000.