



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

## ARMADIO DI SICUREZZA FIRE 90 BIG

### PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI

Costruito completamente in lamiera di acciaio con spessori 1 – 1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibrocera) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

- Sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte e si chiude automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.
- Chiusura delle porte idraulica automatica ad ogni apertura.
- Piedini regolabili.
- Cerniera antiscintilla.
- Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato.
- Dimensioni (LxPxA) mm 790 x 420 x 39
- Morsetto di “terra” per prevenire cariche elettrostatiche.
- Dimensioni (LxPxA) mm 895 x 600 x 1950.

