



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 ARMADIO DI SICUREZZA INFIAMMABILI
1200x600x1950mmLxPxA
Cod.AFIRE120BMY

Con classe di resistenza al fuoco **90 MINUTI** certificato secondo EN14470-1 e EN16121

Costruzione

Costruito completamente in lamiera di acciaio con spessori mm 1/1,5 presso piegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibrocementa) per alte temperature (800°C) e pannelli di solfato di calcio.

Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1.

Caratteristiche

- Chiusura idraulica delle porte con temperatura superiore a 47 °C
- Serratura con chiave e blocco delle porte
- Piedini regolabili
- Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei prodotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.
- Foro di espulsione diam. 100mm sul tetto dell'armadio.
- Cerniera anti scintilla
- Guarnizione termo dilatante di 3cm.
- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato (capacità 16L≈), portata di 80Kg certificati.

Dimensione: 1093x420x39h mm, regolabili in altezza con piolini in INOX su cremagliera d'acciaio verniciato.

- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia d'appoggio.

Dimensione: 1093x445x100h mm (capacità 45L≈).

- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Peso: 390Kg
- Dimensioni

Esterne: 1200x600x1950h mm

Interne: 1095x446x1540h mm





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

Disegno tecnico

