



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 AUTOCLAVE 20 LITRI

L'autoclave è una sterilizzatrice a vapore che genera una pressione di esercizio di 1 atm. corrispondente ad una temperatura di sterilizzazione di 121°C.

Essa è dotata di:

- .. Camera di sterilizzazione da 20 litri in acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED).
- .. Coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico sulla camera di sterilizzazione.
- .. Resistenza elettrica a piastra radiale.
- .. Manometro per verifica della pressione di esercizio.
- .. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua.
- .. Termometro digitale.
- .. Timer 0-120 min. che comanda la resistenza.
- .. Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza elettrica inserita.
- .. Custodia esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacido.
- .. Per la sterilizzazione sono sufficienti due litri di acqua deionizzata.
- .. Esente da controllo ISPEL perché entro limiti di capacità e pressione previsti.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- .. Dimensioni interne camera di sterilizzazione: Ø 280 x 330 h mm.
- .. Capacità camera di sterilizzazione: 20 Litri.
- .. Dimensioni d'ingombro: 415 x 360 x 500 h mm.
- .. Peso: 19 Kg.

DATI ELETTRICI

- .. Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- .. Assorbimento: 1500 W
- .. Fusibili di protezione: 2 fusibili x 10 AF (5 x 20) mm.
- .. Presa di collegamento rete: 16 A





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

ACCESSORI A SCELTA PER AUTOCLAVE

N. 1 SACCHETTI TERMORESISTENTI mm360x750 h
Conf. 500 Pz.

N. 1 CESTELLO IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO
Incernierato
IN ALTERNATIVA

N. 1 CESTELLO IN ACCIAIO INOX FORATO