



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 BAGNO AD ULTRASUONI senza riscaldamento 6 Lt. Cod. BUNOR6F

L'uso degli ultrasuoni permette una perfetta pulizia degli oggetti in un tempo minimo, ottenendo in pochi secondi l'eliminazione delle impurita' piu' resistenti.

Quando l'energia ultrasonica di intensita' elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente.

Grazie a questo effetto vibratorio, chiamato cavitazione, si puo' eliminare dagli oggetti immersi ogni tipo di impurita'.

Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Capacita	lt 6
Classe di protezione	IP 42
Classe di sicurezza	0
Dimensioni vasca esterna	347x196x270
Dimensioni vasca interna	300x150x150
Frequenza	KHz 50
Peso	Kg 3.8
Potenza assorbita	W 160
Potenza picco	HF/W 226
Regolazione potenza	No
Riscaldamento	No
Scarico con rubinetto	No
Timer	1-99 + ∞



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

