



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 BAGNO digitale serie ad olio 5 Lt. +5/+200 °C Ris. +/- 1 °C
Cod. BAGNO05F
Range Temperatura ambiente +5°C fino a 200 °C
Precisione +/- 1 °C
Capacità 5Lt.
Dim. Int. mm100x250x150
Dim. Est. 280X360x240

Questi bagni digitali di forma rettangolare, permettono di riscaldare recipienti di diverse forme e misure contemporaneamente.

Le vasche di contenimento del liquido sono costruite in un unico pezzo con lamiera di acciaio inox 18/8, sul lato posteriore delle vasche viene montato un rubinetto per travasare il liquido contenuto senza dover sollevare il bagno dal tavolo.

Le strutture esterne sono in materiale atermico antiurto in ABS, vengono coibentate con fibra di vetro ottenendo così un ottimo isolamento termico.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite un microprocessore PID, il controllo della temperatura avviene tramite una sonda PT 100 e da un secondo termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia rossa di allarme che entra in funzione in caso di guasto della sonda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Capacità	lt 5
Classe di protezione	IP 42
Classe di sicurezza	3.1
Dimensioni esterne	mm 280x360x240
Dimensioni interne	mm 100x250x150
Peso	Kg 3.2
Potenza riscaldante	W 700
Precisione	+/- 1
Temperatura	+5 amb. to +200





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

ACCESSORI

N. 1 COPERCHIO PIATTO in acciaio ad anelli concentrici Max foro 85 mm
Cod. BAGNO05FC

