



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1	BILANCIA ANALITICA Portata 5000g. Ris. 1g. Cal.Est	
	Cod. BILTA5000	
	Piatto	120 x135 mm
	Ripetibilità (Dev. Standard)	1 g
	Linearità	+/- 1 d
	Unità di misura	Grammi, Newton
	Campo di tara	Per sottrazione fino a portata massima
	Tempo di stabilizzazione	inferiore 3 sec
	Dimensioni display	84x17 mm lunghezza x altezza
	Temperatura di funzionamento	10-40 °C
	Dimensioni L x A x P	149x73x224 mm (alla parte superiore del paravento)
	Umidità relativa di funzionamento	30-90%
	Alimentazione	Adattatore (incluso) oppure 4 batterie AA (non incluse).

Progettate per pesate semplici e di base -

La bilancia è dotata di un paravento per correnti d'aria unico con funzione di "pesata diretta" durante l'utilizzo e con possibilità di impilare le bilance per lo stoccaggio e la conservazione. Grazie alla giusta combinazione di prestazioni e funzioni, le bilance rappresentano un bene prezioso per le applicazioni di pesatura di base.

Le caratteristiche standard includono:

- **Paravento Weigh-Thru** – il paravento è dotato di un elemento centrale di facile rimozione che offre la giusta protezione anche in ambienti difficili mantenendo inalterata la velocità di pesata
- **Paravento Impilabile, Ribaltabile** – il paravento di protezione delle bilance Traveler è stato ideato tenendo presente anche lo stoccaggio e la conservazione, consentendo così di impilare le bilance l'una sull'altra quando non utilizzate. Il pezzo centrale del paravento può inoltre essere rimosso e trasformato in un contenitore se capovolto
- **Connettività USB o RS232** – le bilance sono dotate di opzioni di interfaccia, di facile installazione, per trasmettere i risultati della pesata ad un PC o ad una stampante OHAUS
- **Batteria od alimentatore CA** – Utilizza 4 batterie "AA" con la funzione auto-spegnimento, oppure può utilizzare l'alimentatore CA in dotazione.

Funzioni standard

Tra le funzioni standard aggiuntive sono incluse le unità di misura in grammi e Newton, il gancio per la pesata da sotto, il blocco integrato per trasporto e regolazione, il gancio di sicurezza posteriore, lo spegnimento automatico programmabile, l'adattatore CA.





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it