



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 BILANCIA ANALITICA Portata 3000 g. Sens. 0,1-155X155 mm  
Cod. BILMINI2000



## SPECIFICHE TECNICHE

Portata: gr 3000

Sensibilità: gr 0,1

Riproducibilità: g 0,1

Tempo di risposta: Sec. < 2

Dimensioni del piatto di pesata: mm 155x155.

## DATI TECNICI

- Display LCD 15mm con retroilluminazione
  - Spegnimento automatico
  - Indicatore di stabilità
  - Tara automatica
  - Unità di misura selezionabile g,Kg,oz,lb
  - Piatto rettangolare (dimensione 175x160 mm)
  - Dimensioni bilancia 180x230x50h
  - Peso netto 650 gr
  - Indicatore carica batterie
  - Temperatura di esercizio 0 + 40°C
  - Alimentatore DC9V/1000mA (in dotazione) oppure funzionamento a 6 batterie AA (non incluse)
- La bilancia è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CE, EMC)