



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 BILANCE IDROSTATICHE Westphal Mohr per liquidi - 4 cifre
Cod. BILWML

Solo per liquidi. Esiste anche la versione per liquidi e solidi. Cod. BILWMLS

Bilancia idrostatica ideale per la determinazione del peso specifico secondo il Principio di Archimede.

Costituita da una colonna con giogo di 10 divisioni equidistanti per la determinazione della spinta con pesi in dotazione.

- Custodia in legno porta bilancia(smontata)
- Base in acciaio verniciato regolabile
- Colonna regolabile per asta di lettura
- Giogo di lettura
- Fornita con cavalieri, pesi,pescante, cilindro e bicchiere di vetro
- Lettura su oscillazione.



La versione sia per liquidi che per solidi ha un accessorio: è fornita con bicchiere per immersione.