



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CAMPIONATORE a fiaschetta MI.1000 in ottone b.

Versione stretta Ø 20mm Cod. CAMPO1000CBS20

Versione larga Ø 40mm Cod. CAMPO1000CBS40

Il campionatore per prelevare campioni di liquidi dai serbatoi è costituito da un corpo cilindrico, maniglia e tappo.

cc. 1000 (h. tot. 350 mm. - Ø max 70 mm.)

Caratteristiche principali: - il campionatore è in trafilato di mm. 1,5 - zavorra interna sul fondo - saldature in lega d'argento - predisposto l'attacco per la messa a terra - tappo in sughero

