



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CAMPIONATORE LiquiSampler

Realizzato in PTFE/FEP ultra-puro e chimicamente inerte, per una campionatura priva di contaminanti. Campionatura da fusti e barili aperti o chiusi, serbatoi e silos e campionamento in campo (stagni, fiumi e corsi d'acqua, laghi). Adatto per tutti i fusti e barili commercialmente disponibili con aperture di almeno 25 mm di diametro. Facile da pulire grazie alle superfici non porose e senza scanalature che limitano l'accumulo di polvere. Sono utilizzate solo filettature tonde testate nelle applicazioni di igiene alimentare. Pulsanti codificati con colori differenti, rosso, blu, verde, giallo, bianco e nero.

- Lo smontaggio e la pulizia sono estremamente semplici
- Pratico utilizzo ad una mano sola con pulsante
- Trasparente
- Ideale per una campionatura per punti e trasversale e per il prelievo di campioni dal fondo dei recipienti

A norma DIN 53 242

