



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CAMPIONATORE PER LIQUIDI PORTA BECHER ML. 1000
Cod. CL1000BW

Per liquidi aggressivi, con asta fissa. Parti a contatto con il terreno campione realizzate in PP.

- Tre formati
- Asta lunga 100 cm
- Completamente in polipropilene, senza parti in metallo

