



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CAPPA MANIPOLAZIONE SOST. TOSSICHE CHEMIHOOD 120 Cod. CAPPACH120

Parte superiore costruita completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi. Parte inferiore in Metacrilato trasparente con apertura frontale per passaggio mani e prodotti.

- ELETTRASPIRATORE marchio con cassa in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44 secondo DIN 40050.
 - FUSIBILI DI PROTEZIONE 5x20 1 A RAPIDI F.
 - PORTATA ASPIRATORE 200 mc/h.
 - ALIMENTAZIONE 220/230 V 50 Hz monofase.
 - ASSORBIMENTO 31 W.
-
- Dimensioni esterne: 1200x600x800 (500+300) mm (LxPxA).
 - Dimensioni interne: 1150x550x500 mm (LxPxA).
 - Peso: 45 kg circa.

N. 1 FILTRI (non compreso! Indispensabile prima fornitura poi come ricambio) Da sostituire in media almeno una volta all'anno. Cod. CSH002

ACCESSORI E BASAMENTO

N. 1 Vaschetta di fondo in acciaio INOX con spessore 10/10 mm Cod. CAPPACH60ACC per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori.



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it



La foto è indicativa, la cappa è fornita senza base in acciaio (vedi accessori) e senza carrello.
Di solito è appoggiata su un banco da laboratorio.