



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

## N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO

Cod. CENTRR-5S

Velocità massima 5250 giri/min. RCF massima 4280xg. Timer da 1 a 60 min continuo.

Display digitale luminoso per impostazione della velocità e del tempo di centrifugazione.

Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, minimi interventi di manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro.

Tempi ridotti di accelerazione e di frenata con funzione BREAK. Sistema di rilevamento del disequilibrio con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti.

Bloccaggio automatico del coperchio (motorizzato)

Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio.

Materiali costruttivi di qualità per una lunga durata di esercizio.

Conforme alle direttive :89/336/EEC ed ai seguenti standard di sicurezza EN60950-

EN60825 EMC EN 55022, Class B EN 50082-1 con EN 61000-4-2(IEC801-2)

EN 61000-4-2(IEC 801-3) EN61000-4-2(IEC 801-4)

Completa di rotore in alluminio R-83A 12X15 ml. ad angolo fisso, portaprovette in acciaio e provette in plastica non graduate da 15 ml a fondo sferico 17x100

Dimensioni 330x370x280 mm.

Peso con equipaggiamento 24 Kg.

## SPECIFICHE TECNICHE

Capacità	Angolo fisso 12 x 15 ml
Velocità massima	5.250 giri/min.
RCF massima	4.280 x g
Timer	Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata	Rapida o lenta
Sistema di trasmissione	Diretto
Tipo di motore	A induzione senza spazzole
Rumorosità	53 dB
Tensione di alimentazione	220 Volt – 50Hz

Standard Sicurezza EN 60950 – EN 60825  
EMC EN 55022, Class B  
EN 50082-1, con :  
EN 61000-4-2 (IEC 801-2)  
EN 61000-4-2 (IEC 801-3)  
EN 61000-4-2 (IEC 801-4)

Direttiva 89/336/EEC  
Altezza 280 mm  
Larghezza 330 mm  
Profondità 370 mm  
Peso 20 Kg



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it



## ACCESSORI ORDINABILI SEPARATAMENTE

N. 12 PROVETTE IN VETRO da 15 Ml. Graduate (17x100)  
Cod. PVCENTRR-5S

€/Cad. 5,50