



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CRONOMETRO CONTAMINUTI JUMBO 4 OREGON
Cod. CRCMJUMBO4

Timer a quattro canali ed orologio. Conto alla rovescia programmabile fino a 99 h, 59 min. e 59 sec, con suoneria di allarme a tempo scaduto che continua per 1 min. Memoria impostazione timer. Clip per aggancio al taschino o per appoggio sul tavolo e magnete per fissaggio su materiale ferroso. Display a 6 cifre. Peso 63 g.

