



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CRONOMETRO DIGITALE PRISMA 200 grande Cod. CRDP200

Prisma 200

Contaminuti digitale

Funzioni:

Start/Stop - reset (azzeramento)

Addizione - reset (azzeramento)

Count Down regolabile con allarme

Due tempi regolabili

Display range selezionabili

a) 999 min, 99/100 minuti

b) 9 ore e 59 minuti 59 secondi

Divisione 1/10 di secondo

Temperatura da -10°C a +55°C

Peso 390 grammi circa

Batteria mignon (AA) R6

Dimensioni 175x130x40/95 mm

