



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 CRONOMETRO MESOTRON a lancette grande Cod. CRMES

Cronometro Mesotron

Contaminuti analogico

Funzioni:

Start/Stop - reset (azzeramento)

Addizione - reset (azzeramento)

Dati tecnici:

Capacità 0-60 secondi

Capacità 0-60 minuti

Scala intera 1-100/100 di minuto

Temperatura da -10°C ÷ +70°C

Peso 435 grammi circa

Quadrante ø 110 mm

Batteria AA 1,5V.

Dimensioni 175x130x40/95 mm

