



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 DISPENSATORE PER BOTTIGLIA 1-10 ML. Div.0,20ML BRAND

Dispensette III regolazione analogica

senza valvola di sicurezza Safety Prime di riciclo

Cod. DIS10BO

Conformità certificata, con certificato delle prestazioni, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, senza valvola di sicurezza Safety Prime di riciclo, utensile per il montaggio e adattatore in polipropilene.

Dosatore per bottiglia Dispensette S regolazione analogica (codice colore rosso) - per il dosaggio direttamente dalla bottiglia - rapida regolazione del volume con cursore analogico -testato e indicato per un vasto campo di applicazioni - può dispensare da bottiglie o fusti, reagenti aggressivi, inclusi acidi forti quali: acido fosforico, acido solforico, basi: sodio idrato, potassio idrato, soluzioni saline e molti solventi organici - componenti di elevata qualità quali: vetro borosilicato, ceramica, platino-iridio, ETFE, FEP e PFA, cappuccio filettato del tubo di espulsione in PP - limiti operativi: pressione di vapore max 600 mbar, viscosità max 500 mm² /s, temperatura max 40 °C, densità max 2,2 g/cm³ - meccanismo di espulsione integrale:

riduce il rischio di accidentali dosaggi e spruzzi qualora il tubo non sia perfettamente avvitato o inserito - ergonomico: sforzo ridotto grazie al pistone flottante - blocco valvole ruotabile a 360°: è possibile orientare il tubo di espulsione in modo da avere sempre visibile l'etichetta della bottiglia - tubo telescopico di riempimento: regolabile alle differenti altezze delle bottiglie – tubo di espulsione con cappuccio a vite di sicurezza: protegge dal contatto con reagenti ed è facile da avvitare e rimuovere - calibrato per scolamento (Ex) - la confezione comprende: un dosatore Dispensette III, conformità certificata, certificato delle prestazioni, manuale d'uso, tubo di espulsione, tubo di riempimento telescopico, valvola Safety Prime (opzionale, riduce il rischio di spruzzi causati da bolle d'aria nella fase di caricamento dello strumento e di riciclare il reagente all'interno della bottiglia), utensile per il montaggio e adattatori per bottiglie - garanzia: 1 anno.





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it