



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 DISPENSATORE PER BOTTIGLIA

DOSIPET per acidi forti e solventi organici; non per acido Fluoridrico.

Filettatura GL45

5-50 ML. Div. 1ML

Cod. DIS50BOK

1-10 ML. Div. 0,20 ML.

Cod. DIS10BOK

Componenti ed assemblaggio di elevata qualità fanno di questa serie la scelta ideale per dosare solventi organici polari e non polari, inclusi i solventi alogenati, e gli acidi minerali concentrati, nonché acidi particolarmente volatili come l'acido nitrico e l'acido trifluoroacetico.

Possono inoltre essere utilizzati con perossidi, acido cloridrico ed acido solforico.

Adatti per soluzioni non cristallizzanti.

Dotati di pistone in vetro borosilicato, i reagenti vengono in contatto unicamente con parti realizzate in PTFE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico
- Scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati
- Nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento
- Dispensazione senza la formazione di bolle
- Il pistone trasferisce completamente il liquido ad ogni movimento
- Totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti
- Conformità CE

