



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 ESTRATTORE a 3 posti Cod. ESD3VSOLV

Configurazione "speciale" per solventi

Cod. ESD3VSOLV

Struttura:	Metallica con verniciatura epossidica
Modelli:	3 posizioni
2 Display:	temperatura di lavoro / parametri del programma utilizzato
Dimensioni (LxHxP):	480x620x390 mm
Peso:	30 Kg
Potenza:	500 W

PERFORMANCE

Riproducibilità (RSD):	$\leq 1\%$
Recupero solvente:	da 50 a 75%
Programmi:	29
Capacità max bicchiere:	150 ml
Temperatura:	da 100 a 260 °C

CONSUMI

Acqua di raffreddamento:	2 l/min
Quantità di campione:	da 0,5 a 15 g (generalmente 2-3 g)
Volume di solvente:	da 30 a 100 ml



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

PROGRAMMAZIONE

Tempo di immersione: da 0 a 999 minuti

Tempo di lavaggio: da 0 a 999 minuti

Tempo di recupero: da 0 a 999 minuti

Nella foto versione a 6 posti. In offerta versione a 3 posti.

