



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 FLOCCULATORE

Cod. FLOCCUJLT4 JLT4 - 4 posti - jar test

Cod. FLOCCUJLT6 JLT4 - 6 posti - jar test

La serie JLT è concepita per effettuare test di cessione di sostanze tossiche su rifiuti solidi destinati a discarica.

Gli agitatori multipli, con velocità di agitazione riproducibili, permettono l'adozione di condizioni standard per i test, esigenza fondamentale per l'ottenimento di **risultati riproducibili**.

Disponibile in due configurazioni:

JLT 4, con 4 posizioni

JLT 6, con 6 posizioni

Per una più facile lettura è possibile retroilluminare il campione in esame mediante apposito interruttore accessibile sul pannello frontale.

Lo strumento presenta un **design ergonomico** con il pannello dei comandi leggermente inclinato per facilitare l'impostazione e la lettura dei parametri selezionati. La **velocità di rotazione** è programmabile da 10 a 300 rpm ed il tempo residuo per il funzionamento dell'agitazione può essere impostato su due differenti scale (in ore o minuti).

La serie JLT è in grado di analizzare fino a **4 o 6 campioni** simultaneamente, ad una velocità massima di 300 rpm.

Per una più **facile lettura** si può retroilluminare il campione in esame mediante apposito interruttore accessibile sul pannello frontale. Sempre sul pannello frontale, sono posti **due display digitali** per l'impostazione della **velocità** e **tempo di funzionamento**, al termine del quale l'apparecchio si arresta automaticamente.

In tal modo, l'utente potrà impostare in maniera precisa e ripetibile i valori desiderati ed avere un costante controllo dell'analisi in corso.

La possibilità di **regolare in altezza le pale** e la **velocità** che può essere continuamente variata (se necessario), ne arricchiscono le caratteristiche tecniche.

DATI TECNICI

Struttura:	metallica con verniciatura epossidica
Modelli:	JLT 4 4 posizioni JLT 6 6 posizioni
Pannello posteriore:	retroilluminato e disinseribile
Aste in acciaio inox:	regolabili in altezza con dispositivo autobloccante
Motoriduttore in corrente continua	
Monocomando:	velocità uguale in ogni posizione di agitazione
Potenza:	JLT 4 11 W JLT 6 19 W
Dimensioni (LxHxP):	JLT 4 645x347x260 mm JLT 6 935x347x260 mm



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

Peso:

JLT 4 13 kg

JLT 6 17 kg

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica della
velocità:

da 10 a 300 rpm

Selezione della velocità:

1 rpm

Temporizzatore programmabile:

0 - 999 minuti o 0 - 99 ore (funzionamento in continuo
possibile)

