



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it

www.chimicaravenna.it



Sistema di gestione della qualità



Certificato nr. 20QMAC003

Sistema di gestione dell'ambiente



Certificato nr. IC-EM-2003100 emesso da Intercert

N. 1 FORNO A MUFFOLA 8,2 Lt. Max 1100 °C kW 1,8 Cod.MUF8F

Il forno elettrico da precisione universale è progettato per il collaudo di materiali, il trattamento a caldo, e la cottura di campioni in ceramica e gres porcellanato.

- Temperatura massima: 1100°C
- Camera in fibra ceramica sottovuoto ad alta efficienza termica
- Resistenze su tutti e quattro i lati integrate nella fibra
- Materiali termoisolanti di elevata qualità
- Controllore di temperatura a microprocessore
- Interruttore di sicurezza bloccaggio porta
- Fondo in ceramica
- Rapide tempistiche di riscaldamento grazie alla bassa massa termica
- Buona stabilità e uniformità



Caratteristiche:

Temperatura max	1100 °C
Dimensioni interne (LxPxA)	200x300x133 mm
Dimensioni esterne (LxPxA)	440x620x510 mm
Peso	28 Kg
Uniformità temperatura	± 10 °C
Temperatura di lavoro	1100 °C
Volume utile	8,2 lt
Potenza nominale	1,8 kW
Alimentazione nominale	230 V
Frequenza nominale	50 Hz
Numero di fasi	1
Materiale camera di lavoro	Muffola fibra
Tempo massimo di riscaldamento (senza carica)	50 min
Stabilità temperatura nella camera di lavoro	± 1 °C