



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399  
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 FORNO A MUFFOLA ZE320 MONOFASE T.Max 1100 °C



## **IMPIEGHI:**

Forni da banco che trovano applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Forno idoneo a qualsiasi arredamento da laboratorio.

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciainosa finemente verniciata.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola riscaldante, sfilabile dal retro, in gettata unica di materiale refrattario cordielitico ad alto potere di allumina per sopperire agli sbalzi termici.

Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell'alimentazione elettrica alla sua



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399  
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza .

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta. Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale, spia di segnalazione e magnetotermico di protezione.

## **DIMENSIONI**

Dim. interne (apertura x profondità x altezza) 145x250x100mm

Dim. esterne (apertura x profondità x altezza) 400x580x540 mm

Potenza 2,3 Kw

Peso Kg. 40

## **NOTE/ OPTIONAL:**

Timer giornaliero, timer settimanale, programmatore ciclico Gefran a doppio display, tavolo con o senza ruote.