



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 FRIGORIFERO UNIFRIGOR SKINPLATE BIANCO 140 Lt.

Cod. FRIG140U

3 ripiani mobili

Materiale

Skinplate bianco usato sia per l'interno che per l'esterno del mobile.

Dimensioni esterne

630x567x838 mm

altezza massima con il piede tutto chiuso

Dimensioni interne (LxPxH)

540x415x640 mm 140 Lt.

Peso

50 Kg.

Isolante

Poliuretano schiumato senza CFC densità 40 Kg./m³
spessore 45 mm

Piedi

N. 4

Porte

N. 1 Dim. (LxPxH) 630x57x713 mm

Dim. Vano porte (LxH)

540x640 mm

Tipo di porta

Cieca - schiumata con Poliuretano senza CFC densità 40 Kg./m³ spessore 57 mm

Chiusura a chiave

Si

Chiusura porte

Chiusura automatica a freno a 90°

Reversibilità porte

Si

Ripiani

3 ripiani mobili

Classe climatica

ISO4/+32°C

Temperatura di utilizzo

regolabile +2°C/+8°C

Evaporatore/condensatore

roll-bond con circolatore/statico con ventilatore tangenziale

Tipo di sbrinamento

automatica a fermata

Refrigerante

R134a/105 gr.

Resa Frigorifera (evap. -15°C)

229 W

Cilindrata di compressore

6,1 C m³

Luce interna

Si; a Led

Termostato elettronico

Tipo Dixell XR 775 C - HACCP

Alimentazione

220V/50 hz.

Potenza assorbita totale

204 W

Cosumo (in 24 ore)

1,52 Kw

CENTRALINA DI CONTROLLO ALLARME

Tipo di allarme

Min-Max-Black out; con buzzer sonoro

Data e ora di allarme

Si

Temperatura critica

Si

Numero allarmi memorizzati

20 con memoria non volatile (EEPROM)

Segnalazione sonde guaste

Si

Possibilità inserimento Password

Si

Predisposizione stampante

Si

Predisposizione allarme remoto

Si

Predisposizione batteria tampone

Si



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

