



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

## N. 1 FRIGOTERMOSTATO per BOD - 120 Lt. Cod. FT120V

Questo strumento è un frigotermostato dotato di innovativo **sistema di termoregolazione Auto-Tuning**.

Il particolare sistema elettronico regolato da microprocessore, unitamente alla circolazione d'aria forzata, consentono di ottenere un'**eccellente stabilità ed omogeneità della temperatura interna** (3-50 °C) con selezione del decimo di grado centigrado. Il valore della temperatura effettiva all'interno, omogenea in tutti i punti, viene costantemente visualizzato sul display a tre digit.

L'incubatore può essere gestito in modalità **wireless** dal software **TEMPSoft™**, con la possibilità di impostare rampe e set point, settare eventuali allarmi ed avere sott'occhio l'andamento della temperatura interna. Il tutto in conformità con le GLP (Good Laboratory Practice).

Il frigotermostato è utilizzabile per mantenere qualsiasi prodotto a temperatura costante e per l'incubazione delle apparecchiature per la determinazione del BOD (fino a tre BOD Sensor System 6 e due BOD Sensor System 10).

Il frigotermostato garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in **classe A+**.

### DATI TECNICI

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Volume totale:                                  | 120 litri                   |
| Sistema elettronico di regolazione temperatura: | AUTO - TUNING               |
| Ripiani inclusi:                                | 2                           |
| Prese:  | 2 prese di corrente interne |
| Potenza:  | 120 W                       |
| Alimentazione:                                  | 230 W / 50-60 Hz            |
| Peso:   | 36 Kg                       |
| Dimensioni (LxHxP):                             | 540x912x550 mm              |

### PERFORMANCE

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Regolazione elettronica della temperatura: | da 3.0 a 50.0 °C            |
| Stabilità temperatura interna:             | ± 0.5 °C                    |
| Omogeneità temperatura interna:            | ± 0.5 °C                    |
| Display digitale:                          | 3-digit, risoluzione 0.1 °C |



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

