



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 FRIGOTERMOSTATO per BOD - vent. forzata Lt. 54.  
Cod. FT90F

- Ideale per applicazioni BOD
- Sistema a ventilazione forzata
- Controllo di temperatura tramite microprocessore ad azione PID e sonda PT100
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio verniciato con povere epossidica
- Struttura interna in ABS e senza giunture
- Sistema di raffreddamento controllato da una valvola elettronica

Capacità	Lt 54
Ripiani in dotazione n°	2
Temperatura d'esercizio °C	+4,0 ÷ +55,0
Risoluzione °C	0,1
Precisione °C	±0,5
Uniformità °C	±1,0
Potenza W	120
Compressore HP	1/6
Gas refrigerante	R134a
Prese interne 230V-50/60Hz	n° 2
Misure interne LxPxH	mm 450x270x448
Misure esterne LxPxH mm	540x540x650

