



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 INCUBATORE ICG 200 Litri A VENTILAZIONE FORZATA
VERSIONE PLUS
Cod. INC200PB

Campo di lavoro: da 5° oltre temperatura ambiente fino a 80°C. Volume utile 200 litri. Variazione della temperatura a 37°C: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$. Porta esterna in acciaio inox e porta interna in vetro per l'osservazione dei campioni.

Sistema di controllo digitale tipo PID con ridotto numero di tasti di regolazione per una facile impostazione dei parametri. Display digitale a due colori, LED multicolor per le diverse fasi di riscaldamento e allarmi acustico visivi. Timer digitale con range di programmazione 0-999 h e 59 min. e funzionamento in continuo. Funzione "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento.

Funzione "temperatura sicura": limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni. Classe di sicurezza in classe 3.1: regolatore di temperatura massima ad espansione di fluido. Foro di passaggio diametro 5 mm sul tetto di serie per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura interna. Camera in acciaio inossidabile con supporti per i ripiani completamente removibili per una facile sanificazione. Due ripiani in acciaio grigliati forniti di serie (carico massimo 10 kg cadauno). Dimensioni esterne (base x altezza x profondità): 945 x 870 x 755 mm. Peso 103 Kg. Alimentazione 230 V/ 700 W.

Fornito di serie con rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento campione certificato ACCREDIA.

Versione Plus, 7 programmi memorizzabili con 10 step ciascuno (temperatura, tempo, velocità ventilazione) **ed un ulteriore programma di base a singolo step di funzionamento** (temperatura, tempo, velocità ventilazione).





CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

Incubatori a ventilazione forzata

<i>Volume utile</i>	200 litri
<i>Temperatura max. / Risoluzione</i>	+80 / 0,1 °C
<i>Omogeneità temperatura a 37 °C</i>	± 0,4 °C
<i>Variazione temperatura a 37 °C</i>	± 0,2 °C
<i>Tempo di riscaldamento a 37 °C</i>	45 min.
<i>Timer</i>	99:59 hh:min c ∞
<i>Classe di sicurezza</i>	3.1
<i>Alimentazione / Potenza</i>	230 V / 700 W
<i>Dimensioni interne (L x A x P)</i>	645 x 650 x 495 mm
<i>Numero di ripiani (standard/max.)</i>	2/9
<i>Distanza minima utile tra i ripiani</i>	50 mm
<i>Carico massimo dei ripiani</i>	20 kg
<i>Dimensioni esterne (L x A x P)</i>	945 x 870 x 755 mm
<i>Peso</i>	103 kg