



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 KIT TITOLATORE per biogas HACH LANGE
Cod. TITBIOGASHL2



Utilizza pacchetti applicativi dedicati per titolazioni pronte all'uso senza alcun bisogno di programmazione. Facile all'uso con un display largo e colorato, design all-in-one design incluso di agitatore magnetico, stativo e compatibile con sensori Intellical. Gestisce 1 titolante. 5 applicazioni per risultati accurati e precisi. Include titolatore con parte idraulica installata e tutti gli accessori necessari. Comprende anche lo starter Kit

Composizione del pacchetto:

- N. 1 TITRALAB AT1000 Titolatore potenziometrico Cod. AT1102.98
- N. 1 Pacchetto applicativo Ambiente: FOS/TAC Cod. AP0006.AT

- N. 1 SOLUZIONE TAMPONE STD pH4 Ml. 500 per biogas Cod. TPH4CE500
- N. 1 SOLUZIONE TAMPONE STD pH7 per biogas Ml. 500 Cod. TPH7CE500
- N. 6 ACIDO SOLFORICO 0,1 N RPE Ml. 1000 Cod. H2SO40,1N1000T
- N. 1 POTASSIO CLORURO 3M elettrolite per elettrodo pH Ml.500 Cod. KCL3M500L
- N. 1 SOL. PULIZIA ELETT. pH ORP HCl/PEPSINA 500ml. Cod. SOLRIGPHORP