

N. 1 LAVAPIPETTE AUTOMATICO h 734 mm  
Cod. LAVAPIPAU734

Sistema automatico di alta qualità e grande velocità

Risolve il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si faccia uso di prodotti radioattivi, corrosivi o tossici.

Il sistema di svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua.

Il fondo in Polietilene elastico elimina il rischio di rottura delle pipette.

Si può usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetrerie contemporaneamente.

Il bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissaggio per il raccordo di scarico (tubo non fornito; Ø interno tubo: 13mm).

Il cestello è stato dotato di anello ad altezza regolabile per tenere raggruppate le pipette durante l'estrazione dal lavapipette.

Combinazione suggerita per il lavaggio:

N. 1 LAVAPIPETTE AUTOMATICO h 734 mm  
Cod. LAVAPIPAU734

N. 2 CANESTRO PORTA PIPETTE h max 648 mm  
Cod. LAVAPIPAU734A

N. 1 CONTENITORE per PIPETTE H 650 mm  
Cod. LAVAPIPAU734B

