



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 LAVAVETRERIE PER LABORATORIO SMEG GW1160S GW1160S

- Lavaggio fino a 95°C - Disinfezione termica
- Elettronica programmabile: 9 programmi impostati + 6 programmi liberi
- Controllo elettronico a microprocessore programmabile
- Porta seriale RS232 per connessione a stampante esterna o PC
- Asciugatura termodinamica attiva
- Pompa peristaltica per il dosaggio detergente liquido
- Pompa peristaltica per il dosaggio neutralizzante liquido
- Possibilità di installazione di 1 pompa peristaltica addizionale
- Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 316L
- Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo con guide telescopiche
- Dimensioni esterne LxPxH (mm) 600x605x850
- Dimensioni utili interne LxPxH (mm) 520x515x545
- Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- Collegamento acqua fredda ed acqua demineralizzata
- Blocco porta elettrico, per sicurezza utilizzatore
- Collegamento elettrico 3P+N 400V 50Hz 7kW max
- Versione monofase disponibile 1P+N 230V 50Hz 2,8kW max (GW1160S1)
- Senza carrelli

