



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 MANTELLO MULTIPLI PER PALLONI -4 POSTI-semirigido Ml. 500  
Cod. MANT500F4

Le custodie esterne sono in acciaio inox 18/8, la termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature, o di lavorare con un solo posto.

Ogni nido è dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox con importante, in quanto in caso di rottura di un pallone evita la penetrazione all'interno del liquido.

Un ulteriore sforzo è rappresentata dalla facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Completo di aste in acciaio 10 x 500 mm.

**N.B. Le temperature max indicate** si riferiscono alla calotta

Posti	4
Per palloni capacità ml	500
Temperatura sulla calotta °C	+350
Precisione °C	± 5
Potenza res.riscaldante W	1000
Dimensioni LxPx H mm	710x300x120
Peso Kg	7,2

Attenzione: la figura indica 6 posti ed è a titolo esemplificativo.