



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 MANTELLO PER PALLONI semirigido Ml. 250 Cod. MANTMM250

Questi riscaldatori sono frutto di una lunga esperienza; hanno custodie esterne in acciaio verniciate con polvere epossidica antiacida, i nidi semirigidi che si adattano alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone, l'isolamento termico composto da una fibra di ceramica, le temperature sono controllate da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

Palloni Ø mm	85
Per palloni capacità ml	250
Temperatura sulla calotta °C	+350
Precisione °C	± 5
Potenza res.riscaldante W	180
Dimensioni Ø x H mm	185 x 145
Peso Kg	1,5

