



Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it

www.chimicaravenna.it



FORNITURE E PROGETTAZIONE LABORATORI CHIMICI E SCIENTIFICI - REAGENTI - MICROSCOPIA STRUMENTAZIONE - CERTIFICAZIONI



N. 1 MANTELLO PER PALLONI semirigido Ml. 500
Cod. MANT500F

Questi riscaldatori sono frutto di una lunga esperienza; hanno custodie esterne in acciaio verniciate con polvere epossidica antiacida, i nidi semirigidi che si adattano alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone, l'isolamento termico composto da una fibra di ceramica, le temperature sono controllate da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta

Palloni Ø mm	105
Per palloni capacità ml	500
Temperatura sulla calotta °C	+350
Precisione °C	± 5
Potenza res.riscaldante W	250
Dimensioni Ø x H mm	205 x 150
Peso Kg	1,8

