



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 PIPETTA sierologica 1Ml. microbiologia sterili Conf.1000 Pz Cod. PSMICRO1S

In sottoconfezioni da 25 Pz.

Cod. PSMICRO1S

In PS, graduate, sterili

- Graduazioni calibrate per dispensazione con una precisione del $\pm 3\%$
 - Strisce con codice colore per una rapida identificazione del volume
 - Apirogene
- Con tappo in cotone

