



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 PIPETTA SIEROLOGICA 10ML ST Conf. 200 Pz. Cod. PIPSS10200
Confezionate singolarmente
Cod. PIPSS10200

In PS trasparente, con graduazioni

Pipette lisce, lucide, trasparenti con estremità lisce e graduazioni in rilievo, permanenti e lucide.

- Parte superiore colorata per identificazione semplice
- Con tappo in cotone
- Graduazioni negative e doppie: crescenti e decrescenti (per 5, 10, 25 ml) non modificabili ed estremamente precise
- Struttura integrale, per prevenire il rischio di perdite o ritenzione sulla saldatura; lunghezza ridotta per migliori proprietà ergonomiche e maggiore comodità durante l'uso, in particolare in caso di operazioni in una cappa chimica
- Apirogene, non citotossiche, non emolitiche

Fornite in scatole dispenser impilabili.

Sono confezionati singolarmente in buste a strappo in carta/plastica con carta senza fibre. Senza fibre in sospensione all'apertura della busta.

