



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 POMPA per VUOTO MANUALE con manometro tipo mitivac  
Cod. POMPMANMAN

Materiale: polistirolo antiurto

Pompa manuale per vuoto, leggera, portatile, con una eccezionale capacità di aspirazione. Con poche mandate è possibile ottenere un vuoto fino a 625 mm di Hg. La quantità aspirata per ogni corsa del pistone è di 15 cc. Dotata di valvola di ripristino della pressione atmosferica senza staccare le connessioni. In grado di produrre una pressione positiva per il trasferimento dei liquidi. Attacco standard per tubi con diametro interno di 1/4".

