



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 PORTA PROVETTE RACK per provette e microprovette a 4 posizioni  
in PP

Cod. PORPRRW

Quattro lati che possono essere caricati con provette di varie dimensioni. Pratici e compatti.  
Ottima resistenza chimica. Elevata resistenza termica, autoclavabile.

- Lato 1: 4 fori di diametro 30 mm per provette da centrifuga da 50 ml
- Lato 2: 12 fori di diametro 17 mm per provette da centrifuga da 15 ml
- Lato 3: 32 fori di diametro 12 mm per provette da microcentrifuga da 1,5/2,0 ml
- Lato 4: 32 fori di diametro 8 mm per provette da microcentrifuga da 0,5 ml

