



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 PROVETTE PER CENTRIFUGA, cilindrica, vetro, 100 ML. Cod. PCENTRB100
Fondo conico BRAND ASTM D91 linea blu
ASTM D 91
Supportano forze coniche fino a 700xg
Lungh, 203 mm
neck inner-Ø approx. 17 mm.
Cod. PCENTRB100

