



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 RACK per Falcon 15 ML. Posti 45 LxPxA 255X137X72 mm
Colore porpora Conf. 2 Pz.
Cod. RF1545P
- N. 1 RACK per Falcon 50 ML. Posti 18 LxPxA 255X137X72 mm
Colore verde Conf. 2 Pz.
Cod. RF5018V
- N. 1 RACK per Falcon 15 & 50 ML. Posti 21+12 LxPxA 255X137X72
Colore blu Conf. 2 Pz.
Cod. RF5015BLU
- N. 1 RACK per Falcon 15 & 50 ML. Posti 21+12 LxPxA 255X137X72
Colore rosa Conf. 2 Pz.
Cod. RF5015ROSA

In PP

Piatta quando chiusa, è adatta ad essere riposta con un minimo ingombro. Apertura a scatto che permette un uso agevole

Apertura e chiusura semplici

- Ideata per agevolare e organizzare lo stoccaggio di provette da 50 ml & 15 ML.
- Impilabile in posizione aperta o chiusa
- Griglia stampata per identificazione e recupero rapido dei campioni
- Pieghevole (altezza 21 mm) per ingombro ridotto quando non utilizzato

Nota: struttura in PP robusto ma sconsigliato l'autoclavaggio

