



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124 - Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
R.I.R.A e C.F. RGH GLN 42H43D704S - P. I. 00241160399  
Codice INAIL: 2445477 - Matricola INPS (posizione contributiva): 6605621730  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 RIFRATTOMETRO OTTICO 101ATC zuccheri 0-32%brix LED  
Cod. RIFR101ATCGL



Il modello a maggiore diffusione, per tutti i controlli qualità del settore alimentare dove è necessario verificare il contenuto di zucchero in succhi di frutta, sciroppi, mosti, latte, bibite. Idoneo anche per il controllo di lubrificanti ed oli emulsionati.

	<i>SCALA</i>	<i>RISOLUZIONE</i>	<i>ACCURATEZZA</i>
<i>% Zuccheri</i>	<i>0-32%</i>	<i>0,2%</i>	<i>± 0,2%</i>