



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it

www.chimicaravenna.it



FORNITURE E PROGETTAZIONE LABORATORI CHIMICI E SCIENTIFICI - REAGENTI - MICROSCOPIA STRUMENTAZIONE - CERTIFICAZIONI



Sistema di gestione della qualità



Certificato nr. 20QMAC003

Sistema di gestione dell'ambiente



Certificato nr. IC-EM-2003100 emesso da Intercert

## N. 1 SETACCIATORE TYLER RO-TAP® RX-29 CE Cod. STYROTAPRX29CE

**Comprensivo della cassa per insonorizzazione a norma di legge per abbattere la rumorosità nei luoghi di lavoro.**

Per setacciatura a secco

L'agitatore RX 29 CE Tyler Ro-Tap® riproduce il movimento combinato circolare-sussultorio manuale, ma ripetendolo meccanicamente. Il setacciatore fa muovere circolarmente la pila di setacci e un braccio meccanico produce un movimento sussultorio agendo in cima alla pila, creando così un'imitazione perfetta e ripetibile dell'agitazione manuale, con ulteriori movimenti sussultori laterali del setaccio. Da utilizzare in cabine completamente chiuse per garantire la sicurezza dell'operatore e ridurre notevolmente le emissioni sonore, per un funzionamento conforme alle norme CE.



L'agitatore Ro-Tap® RX 29 CE è compatibile con setacci di diametro fino a 203 mm.

Caratteristiche:

- Frequenza di rotazione: 278 giri/min; frequenza sussultoria 150 giri/min
- Dispositivo di controllo separato, montato sul lato della chiusura
- Peso massimo dell'intera torre di setacci: 3 kg (carico netto)
- Funzione timer: 0 - 99 minuti
- Emissione acustica: <70 dB(A) (con chiusura insonorizzante standard)

### Informazioni per l'ordine:

RX 29 CE: viene fornito con sistema di morsetti per 6 setacci ad altezza standard o per 13 setacci a mezza altezza.