



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 STEREOMICROSCOPIO TEKNO NB50TS

Trinoculare Con Stativo

E' compreso lo stativo.

Senza illuminazione

Cod. TEKNB50TSTA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Testata binoculare inclinata 45°

Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/22mm

Regolazione diottrica (± 5 mm) – Distanza interpupillare (55-75mm)

Zoom range 0.8x 5x

Zoom ratio 6.3:1

Distanza di lavoro WD 115mm

Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera

Stativo a sbalzo senza illuminazione

Paraocchi in gomma

Copertina antipolvere

Riduttore per adattatore Video/Foto

Stativo a sbalzo SV6NB di serie



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N.1 Generatore a LED mod.Roma LED-XV 30W



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 30W
- Temperatura colore: 5.700 K
- Ingresso guida di luce: \varnothing 15mm (adattabile anche a diverse guide di luce mediante opportuni adattatori fornibili su richiesta)
- Illuminazione senza scintillio grazie all'elettronica ottimizzata e a bassa perdita
- Funzione di memoria per salvare l'ultima configurazione di luminosità utilizzata
- Case robusto in alluminio anodizzato e design moderno
- Impilabile, sia in verticale che in orizzontale
- Alimentatore incluso adattabile EU, GB e USA

accessorio obbligatorio

N.1 Guida luce a fibre ottiche doppio braccio 600mm / \varnothing 4,5mm