



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 Telecamera Digitale CMOS-S Mod. MD90
Cod. TELEMD90



SPECIFICHE TECNICHE

Sensore 1/2.3" CMOS-S

Risoluzione 9.1 Mpix

Dimensioni Pixels 1.75 μ m x 1.75 μ m

Digital out-put Color 12 Bit

Risoluzione/Frame 3488x2616

Dynamic range 40.5 dB

SNR 37.4 dB

Esposizione "tempo" Auto/Manual exposure

Sensitivity 0.44v@550um/lux/s

Uscita USB2.0

Tipo di collegamento C-mount

IR cut-off filter Standard: IR cut-off filter integrated in C-mount

Alimentazione USB2.0

Dimensione/Peso 24x14x8 cm / 750g

Cavo USB In dotazione Lunghezza 300 cm

Software Image Analysis Softwarepro - Incluso

Condizioni di utilizzo Temperatura -30°C...+70°C / Umidità 5%...80%

Sistema operative Microsoft Windows XP,2000,Vista, Win7 (32 or 64 bit)